



ORZECHY I MIGDAŁY

oznaczanie zawartości wody

Ilość wody w produktach spożywczych jest jednym z parametrów jakościowych który decyduje o walorach smakowych produktu oraz jego czasie przydatności do spożycia. Nadmiar wody w strukturze produktu jest niekorzystny, gdyż inicjuje przemiany hydrolityczne, które powodują znaczne obniżenie jakości oraz walorów sensorycznych produktu takich jak smak, zapach, twardość itd. Z tego względu kontrola zawartości wody jaka występuje w produkcie jest istotna na każdym etapie procesu produkcyjnego. Z drugiej strony dokładnie zmierzona i limitowana ilość wody jest gwarancją długiego okresu przydatności do spożycia, co jest jednym z działań prokonsumenckich każdego producenta. Metoda mierzenia zawartości wody jaka będzie wykorzystana w badaniach musi gwarantować dokładność i wysoką precyzję pomiarów, co można uzyskać wykorzystując wagosuszarki serii MA R, MA X2, MA X7 i MA 5Y produkcji Radwag.



Nota aplikacyjna zawiera podstawowe informacje dla procesu walidacji metody suszenia orzechów oraz migdałów z wykorzystaniem wagosuszarek serii MA R, MA X2, MA X7 i MA 5Y produkcji firmy Radwag Wagi Elektroniczne.

Nota aplikacyjna może być podstawą dla opracowania własnej metodyki suszenia uwzględniającej specyficzne cechy badanego produktu.





Orzechy i migdały – oznaczanie zawartości wody

Metoda z wykorzystaniem promieniowania IR

Centrum Metrologii Badań i Certyfikacji, Radwag Wagi Elektroniczne, Polska

Toruńska 5, 26-600 Radom, Polska +48 48 386 60 00, e-mail: office@radwag.com, www.radwag.com

TERMINY

DOKŁADNOŚĆ oznaczenia zawartości wody / masy suchej to różnica między wynikiem zawartości wody / masy suchej otrzymanym w metodzie wagosuszkarkowej a wynikiem zawartości wody / masy suchej jaki otrzymano susząc tę samą próbkę metodą referencyjną.

PRECYZJA – stopień zgodności pomiędzy niezależnymi wynikami badania otrzymanymi w ustalonych warunkach.

Miarą precyzji jest odchylenie standardowe z serii kilku pomiarów.

METODA REFERENCYJNA

Parametry metody referencyjnej zazwyczaj są podane w normach lub innych dokumentach branżowych jako tzw. przewodniki. W przypadku gdy takie dokumenty są niedostępne, stosuje się taką temperaturę suszenia przy której nie występuje zmiana kolorystyki analizowanej próbki. Takie podejście ma zastosowanie dla produktów już wcześniej odwadnianych, oraz tych występujących w stanie surowym.

PRZYGOTOWANIE PRÓBKII

Przed badaniem próbki przechowywać w zamkniętych opakowaniach. Próbki występujące naturalnie w postaci ziaren (migdały, orzechy) rozdrobnić mechanicznie do postaci małych kawałków. Próbki o konsystencji past należy wymieszać.

AKCESORIA

Suszarka laboratoryjna, szklane naczynia wagowe z przykrywką, piasek kwarcowy, szklana bagietka, waga analityczna AS 220.X2, łyżeczka laboratoryjna.

OPIS METODY

Próbki ziaren o masie ok. 5 g umieścić w szklanych naczyniach wagowych wstępnie wysuszonych. Próbkę półpłynną (pasty) o masie ok. 3 g wymieszać a następnie umieścić w szklanych naczyniach wagowych na wstępnie wysuszonym piasku kwarcowym. Próbkę z piaskiem wymieszać szklaną bagietką, która należy pozostawić w naczyniu. Zastosowanie piasku jako podłoża ma na celu wyeliminowanie zjawiska tworzenia się skorupy na powierzchni suszonej próbki. Określić rzeczywistą masę analizowanych próbek wykorzystując wagę o dokładności ważenia 0.1 mg (AS 220.X2). Naczynia wagowe z próbką i przykrywkami umieścić w suszarce laboratoryjnej o regulowanej temperaturze. Próbki suszyć w temperaturze 105°C w czasie 3 godzin. Po tym czasie naczynia wyjąć, umieścić w eksykatorze do ostygnięcia a następnie zważyć. Ponownie umieścić próbki w suszarce laboratoryjnej i dosuszać próbki w czasie 30 minut. Ponownie próbki ostudzić i zważyć. Proces powtarzać do momentu uzyskania stałej masy próbki lub gdy zarejestruje się wzrost masy próbki po dosuszeniu.

WYNIKI

Nazwa próbki	Migdały	Prażone orzechy			Prażone w karmelu orzechy		Pasta arachidowa
		Nerkowca	Włoskie	Arachidowe	Arachidowe	Włoskie	
Zawartość wody (%)	2.80	2.08	1.54	1.45	1.65	0.90	2.05
Odchylenie Standard. (%)	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02

ORZECHY – MIGDAŁY ANALIZA ZAWARTOŚCI WODY METODĄ WAGOSUSZARKOWĄ

W badaniu zawartości wody metodą z wykorzystaniem wagosuszarki (promieniowanie IR) występują dwa zjawiska: konwekcja i promieniowanie. Wzrost temperatury próbki następuje od warstw wierzchnich do spodu próbki. Gradient temperatury w strukturze próbki minimalizuje się poprzez optymalizację grubości suszonej próbki i temperatury suszenia.

PRZYGOTOWANIE PRÓBKII

Przed badaniem próbki przechowywać w zamkniętych opakowaniach. Próbki występujące naturalnie w postaci ziaren (migdały, orzechy) rozdrobnić mechanicznie do postaci małych kawałków. Próbki o konsystencji past należy wymieszać.

AKCESORIA

Wagosuszarka MA R, MA X2, MA X7 lub MA 5Y, łyżeczka laboratoryjna, szalki aluminiowe jednorazowe.

OPIS METODY

Ustawić parametry suszenia podane poniżej. Pobrać próbkę o masie ok. $4 \div 5$ g i rozmieścić cienką warstwę na całej powierzchni szalki. Pasty - rozsmarować na powierzchni szalki cienką warstwę. Zamknąć komorę suszenia – ręcznie lub automatycznie.

PARAMETRY SUSZENIA / WYNIKI

Nazwa próbki	Migdały	Prażone orzechy			Prażone w karmelu orzechy		Pasta arachidowa
		Nerkowca	Włoskie	Arachidowe	Arachidowe	Włoskie	
Profil suszenia	Standard						
Temperatura	115°C						
Masa próbki (g)	~ 4 ÷ 5						
Zakończenie	Auto 3						
Zawartość wody (%)	2.85	1.98	1.55	1.55	1.78	0.86	2.04
Odchylenie Standard. (%)	0.10	0.03	0.03	0.07	0.03	0.04	0.02
Czas analizy \bar{x}	13	9	7	11	12	11	27

DOKŁADNOŚĆ METODY MA R, MA X2, MA X7, MA 5Y

Nazwa próbki	Migdały	Prażone orzechy			Prażone w karmelu orzechy		Pasta arachidowa
		Nerkowca	Włoskie	Arachidowe	Arachidowe	Włoskie	
Zawartość wody (%) - Ref.	2.80 ± 0.01	2.08 ± 0.02	1.54 ± 0.04	1.45 ± 0.01	1.65 ± 0.01	0.90 ± 0.01	2.05 ± 0.02
Zawartość wody (%) MA	2.85 ± 0.10	1.98 ± 0.03	1.55 ± 0.03	1.55 ± 0.07	1.78 ± 0.03	0.86 ± 0.04	2.04 ± 0.02
Dokładność (%)	0.05	0.10	0.01	0.10	0.13	0.04	0.01

ZASTRZEŻENIE

Opisana metoda została zweryfikowana przez Laboratorium Badawcze, jednakże przedstawione wyniki nie uwzględniają czynników wynikających z różnorodności specyfiki testowanych próbek, umiejętności personalnych operatorów jak i zdolności pomiarowej stosowanych przez użytkowników wagosuszarek. Z tego względu Radwag nie może ponosić odpowiedzialności za stosowanie przedstawionych parametrów suszenia, ale mogą one być wykorzystane dla opracowania własnej metodyki suszenia.