



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,6NX

Câble PT0453



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le câble PT0453 est utilisé pour connecter une balance de la série 5Y ou un terminal PUE CY10 à un distributeur automatique vibratoire cylindrique PA-04/H. Sa longueur standard est de 2 m.

Compatible avec

Microbalance XA 5Y.M.A
Balance analytique XA 5Y.A
Balance analytique AS 5Y
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F

Balance analytique XA 5Y
Distributeurs vibratoires
Microbalance XA 5Y.M
Imprimante de tickets de caisse