




# Protocollo di comunicazione Radwag (5Y, CY10)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Character communication protocol is designed for communication between RADWAG balance and external device via RS232, Ethernet or Wi-Fi\* interfaces. The protocol consists of commands sent from the external device to the balance and responses sent from the balance to the device. Responses are sent from the balance each time a command is received as a response to the command. The commands that make up the communication protocol allow you to obtain information about the status of the balance and ways to influence its operation, for example, they allow you to receive weighing results from the balance, control the display, etc.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Compatibile con

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P  
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F  
Termobilancia MA 5Y  
Bilancia di precisione 5Y.PM  
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
Microbilancia XA 5Y.M.A

Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
Comparatore di massa automatico UMA  
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Comparatori di densità  
Microbilancia MYA 5Y  
Bilancia analitica XA 5Y  
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale

Bilance CY10 per controllo CPC  
Terminale di pesata PUE CY10  
Bilancia multifunzione CY10  
Susceptometro per la misurazione del magnetismo  
Bilance automatiche per la taratura delle pipette  
Bilancia analitica XA 5Y.A  
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Comparatori di massa robotici  
UYA 5Y Ultra-Microbilancia  
Termobilancia MA 5Y.IC  
Bilancia analitica AS 5Y  
Comparatore di massa automatico AK-4  
Bilance PS 5Y per controllo CPC  
Comparatore di massa automatico AKM-2  
Bilancia di precisione CY10

HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Bilancia di precisione PS 5Y  
Comparatori di massa automatici a vuoto  
Termobilancia PMV 5Y  
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale  
Microbilancia XA 5Y.M  
Sistema di pesatura robotizzato RMC F  
Sistema di pesatura robotizzato RB F  
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri  
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y  
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S  
Sistema di pesatura automatico AK-6 5Y.F