



KIT 195 - zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Zestaw do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy, przeznaczony jest do wag laboratoryjnych z szalką 195×195 mm.

Zestaw wykonany jest ze stali nierdzewnej, umożliwia wyznaczanie gęstości:

ciał stałych, cieczy.


Do badania granulatów o gęstości większej lub mniejszej niż 1 g/cm³ służy KIT 85.

Pasuje do


Waga precyzyjna WLC X7
Waga precyzyjna WLC

Waga precyzyjna WLC C/2
Waga precyzyjna PS R2


Wymiary urządzenia




KIT 85




KIT 128



KIT 195



KIT 195.M



Granule density
determination KIT