



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,NNM

Châssis pour pesage sous balance XA



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Description

Le châssis pour le pesage sous la balance est conçu pour la balance XA.

Le châssis est appliqué à l'indication de la densité d'états solides et au pesage des charges sous la balance. Cela concerne des charges de dimensions non-standardisées et des charges qui produisent le champ magnétique.

La construction du châssis est réalisée en acier pulvérisé.

Compatible avec

Balance analytique XA 5Y.A
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F

Balance analytique XA 5Y