



## Câble PT0455

WX-013-0239



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Description

Le câble PT0455 est utilisé pour connecter une balance de la série 5Y ou un terminal PUE CY10 à un Imprimante de reçus RADWAG RTP. Sa longueur standard est de 1,8m.

## Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P  
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P  
Système de pesée automatique UMA 5Y.F  
Balance de précision 5Y.PM  
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F  
Microbalance XA 5Y.M.A  
Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes  
Comparateur manuel de masse WAY 5Y.KO  
Comparateurs de masse robotisés  
Ultra-Microbalance UYA 5Y  
Comparateur automatique de masse AK-4  
Comparateur automatique de masse AKM-2  
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F  
Comparateur automatique de masse UMA  
Comparateur manuel de masse APP 5Y.KO

Susceptomètres manuels - Magnétisme  
Comparateur manuel de masse 5Y.PM.KB  
Comparateur manuel de masse HRP 5Y.KO  
Comparateur de masse automatiques à vide  
Dessiccateur PMV 5Y  
Susceptomètres automatiques - Magnétisme  
Comparateur manuel de masse XXA 5Y.KO  
Comparateur manuel de masse HRP 5Y.KB  
Système de pesée robotisé RMC F  
Système de pesée robotisé RB F  
Microbalance XA 5Y.M  
Comparateur manuel de masse UYA 5Y.KO  
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F  
Nano-Comparateur NANO.AK-4.500.5Y  
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S

