



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,OC3

## Cavo PT0455



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Cavo PT0455 viene utilizzato per collegare la bilancia serie 5Y o il terminale PUE CY10 con la stampante RADWAG RTP. La sua lunghezza standard è di 1,8 m.

## Compatibile con

Microbilance XA 5Y.M.A.P  
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F  
Bilance di precisione 5Y.PM  
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F  
Microbilance XA 5Y.M.A  
Susceptometro per la misurazione del magnetismo  
Bilance automatiche per la taratura delle pipette  
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Comparatore di massa robotici  
UYA 5Y Ultra-Microbilance  
Comparatore di massa automatico AK-4  
Comparatore di massa automatico AKM-2  
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F  
Comparatore di massa automatico UMA

Comparatori di densità  
Microbilance MYA 5Y  
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale  
HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Comparatore di massa automatico  
Termobilance PMV 5Y  
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale  
Sistema di pesatura robotizzato RMC F  
Sistema di pesatura robotizzato RB F  
Microbilance XA 5Y.M  
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale  
Ultra-microbilance per filtri UYA 5Y.F  
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y  
Microbilance XA 5Y.M.A.S

