



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,U4E](https://radwag.com/fr/info,w1,U4E)

## Pompe d'aspiration liquide



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Description

Aspiration de précision, mesures sans erreur Le dispositif dispose de deux pompes internes et de deux boutons intégrés qui sont utilisés pour faire fonctionner des pompes séparées. Les boutons lumineux informent sur le fonctionnement d'une pompe spécifique. L'ensemble dispose de deux embouts qui permettent d'aspirer l'eau d'un seul béccher (embout monocanal) ou de quatre pipettes simultanément (embout quatre canaux). L'eau des deux canaux est évacuée dans le béccher par un seul tuyau. La pompe est alimentée via USB A dans le terminal de pesée. Il peut être alimenté, par exemple, à partir d'un chargeur de téléphone.

### Compatible avec

Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes

Balance analytique XA 5Y

Microbalance XA 5Y.M.A  
Balance analytique XA 5Y.A

Microbalance XA 5Y.M  
Microbalance MYA 5Y