



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,U4E

Pompka do wysysania cieczy



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Urządzenie posiada dwie wewnętrzne pompki i dwa wbudowane przyciski, które służą do obsługi osobnych pompek. Podświetlane przyciski informują o pracy konkretnej pompki.

Zestaw posiada dwie końcówki, które umożliwiają odsysanie wody z pojedynczej zlewki (końcówka jednokanałowa) lub z czterech pipet jednocześnie (końcówka czterokanałowa). Woda z obu kanałów jest odprowadzana do zlewki poprzez jeden przewód.

Pompka jest zasilana poprzez USB w terminalu wagowym. Można ją zasilać na przykład z ładowarki do telefonu.

Pasuje do

Wagi automatyczne do kalibracji pipet
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga analityczna XA 5Y.A

Waga analityczna XA 5Y
Mikrowaga XA 5Y.M
Mikrowaga MYA 5Y