



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,YHP](http://radwag.com/fr/info,w1,YHP)

## Module THB S



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

Lecture de température [d]	0,01 °C
Précision de mesure de température	± 0,1 °C
Étendue de pression mesurée	850 – 1050 hPa
Lecture de pression [d]	0,1 hPa
Précision de mesure de pression	1 hPa
Étendue de l'humidité mesurée	0 – 100 %
Température du travail	+5 – +45 °C
Lecture de l'humidité [d]	0,1 %
Précision de mesure de l'humidité	± 1,8 %
Communication	USB 2.0
Détection de vibrations	Oui
Mesure de densité de l'air	Oui
Étendue de mesure de températures	+5 – +45 °C
<b>Paramètres physiques</b>	
Masse nette	260 g
Masse brute	0,44 kg



## Compatible avec

Modules MUYA  
Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P  
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P  
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F  
Balance analytique AS X7  
Balances analytiques AS X2 PLUS  
Microbalance XA 5Y.M.A  
Susceptomètre - Magnétisme  
Balances automatiques pour l'étalonnage des pipettes  
Balance de précision PS X7  
Balance analytique XA 5Y.A  
Comparateur manuel de masse WAY 5Y.KO  
Comparateurs de masse robotisés  
Balance analytique AS 5Y  
Comparateur automatique de masse AK-4  
Comparateur automatique de masse AKM-2

Balance analytique pour filtres XA 5Y.F  
Comparateur automatique de masse UMA  
Comparateur manuel de masse APP 5Y.KO  
Comparateurs pour la mesure de la densité  
Microbalance MYA 5Y  
Balance analytique XA 5Y  
Comparateur manuel de masse 5Y.PM.KB  
Comparateur manuel de masse HRP 5Y.KO  
Comparateur de masse automatiques à vide  
Comparateur manuel de masse XXA 5Y.KO  
Comparateur manuel de masse HRP 5Y.KB  
THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales  
Microbalance XA 5Y.M  
Comparateur manuel de masse UYA 5Y.KO  
Nano-Comparateur NANO.AK-4.500.5Y  
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S

## Software

• THB-R [WX-010-0122]