

Pojemnik do próbek o dużej objętości

Zestaw jest idealnym rozwiązaniem do suszenia próbek o dużej objętości np. tekstyliów oraz takich, które umieszczone na szalce wykazują tendencję do zwiększania objętości. Zadaniem pojemnika jest zamknięcie próbki w określonej przestrzeni, bez ograniczania możliwości sprawdzenia zawartości wilgoci.

Dzięki akcesorium użytkownik uzyskuje pełną kontrolę nad próbką oraz wynik pozbawiony błędów, które wiążą się z tego typu próbkami.



Pojemnik do próbek o dużej objętości



W przypadku próbek o dużej objętości zestaw zapobiega kontaktowi próbki ze stałymi elementami komory wagosuszarki (takimi jak element grzewczy lub jego osłona) chroniąc ją przed zniszczeniem.

Zamknięcie próbki o dużej objętości i małej gęstości w przestrzeni pojemnika, ogranicza również ryzyko błędów, wynikające z efektu unoszenia próbki przez ciepłe powietrze. Zestaw składa się z 2 elementów wykonanych ze stali.



MA 3Y

Max: 60 g - 200 g
d: 0,1 g - 1 mg



MA X2

Max: 50 g - 210 g
d: 0,1 mg - 1 mg



MA R

Max: 50 g - 210 g
d: 0,1 mg - 1 mg