



NUEVAS balanzas de precisión serie PM

[d] desde 0,01 g
[Max] hasta 120 kg

Error mínimo de excentricidad en todo el rango

En las balanzas PM, se pueden utilizar para determinar la masa de componentes de forma irregular con un centro de gravedad que está significativamente desplazado del eje del platillo de pesaje.

Medición rápida y estable

La balanza muestra el resultado final incluso en un segundo.



Estabilidad de los parámetros durante y después del transporte

El diseño mecánico es resistente y robusto, lo que le permite mantener los parámetros metrológicos correctos después del transporte y a pesar de un uso prolongado e intenso.

Pesaje de cargas pesadas con alta precisión

En el platillo grande de una balanza PM, puede pesar una carga de 120 kg con una legibilidad de 0,2 g y una repetibilidad impresionante.


Grado de protección de la plataforma IP 54


Dimensiones del platillo de pesaje adaptadas a la precisión de la balanza

Con la máxima precisión de 0,01 g, puede pesar en un platillo de 200 × 185 mm. A su vez, en el platillo más grande de 500 × 400 mm se puede pesar con una precisión de 0,2 g.

Nuevo, mejorado MONOBLOCK®

- Legibilidad de 0,01 g con una capacidad máxima de 10 kg y de 0,2 g con una capacidad máxima de 120 kg,
- Repetibilidad de 0,01 g,
- Máxima resistencia a los cambios de las condiciones ambientales.



El nuevo, más alto y más grande –  MONOBLOCK permite la mejor repetibilidad y velocidad en su clase de plataformas de pesaje.

Balanzas de precisión serie 5Y.PM

Terminal 5Y:

- pantalla de 10 pulgadas,
- Digital Weighing Auditor
- verificación de usuario de varios pasos,
- Ambient Light,
- Hotspot,
- RFID,
- notas de voz y texto de Live Note,
- comandos de voz para la balanza,
- práctico historial de mediciones dentro de la Handy Library,
- widgets.



Datos técnicos	5Y.10.PM	5Y.15.PM	5Y.20.PM	5Y.25.PM	5Y.35.PM	5Y.50.PM	5Y.60.PM	5Y.120.PM	
Maxima capacidad [Max]	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	35 kg	50 kg	60 kg	120 kg	
Legibilidad [d]	0,01 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g	0,2 g	
Repetibilidad	0,01 g	0,01 g	0,015 g	0,1 g	0,1 g	0,15 g	0,15 g	0,2 g	
Dimensión de platillo	200×185 mm	200×185 mm	200×185 mm	350×260 mm	350×260 mm	350×260 mm	500×400 mm	500×400 mm	
Pantalla	10" pantalla táctil	10" pantalla táctil	10" pantalla táctil	10" pantalla táctil	10" pantalla táctil	10" pantalla táctil	10" pantalla táctil	10" pantalla táctil	
Conectividad	2×USB-A USB-C HDMI Ethernet Hotspot Wi-Fi®	2×USB-A USB-C HDMI Ethernet Hotspot Wi-Fi®	2×USB-A USB-C HDMI Ethernet Hotspot Wi-Fi®	2×USB-A USB-C HDMI Ethernet Hotspot Wi-Fi®	2×USB-A USB-C HDMI Ethernet Hotspot Wi-Fi®	2×USB-A USB-C HDMI Ethernet Hotspot Wi-Fi®	2×USB-A USB-C HDMI Ethernet Hotspot Wi-Fi®	2×USB-A USB-C HDMI Ethernet Hotspot Wi-Fi®	2×USB-A USB-C HDMI Ethernet Hotspot Wi-Fi®

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

Nuevas balanzas de precisión PM

Balanzas de precisión serie PM 4Y

Terminal 4Y:

- pantalla: 5,7", resistiva, de colores,
- panel táctil y teclado de membrana,
- grado de protección IP 43,
- dos sensores de movimiento programables desde el nivel de menú
- posibilidad de conectar un escáner de código de barras, una impresora, una etiquetadora, un lector RFID y un equipo de PC,
- compatibilidad con una plataforma de pesaje en la versión estándar y dos después de añadir el módulo de plataforma adicional,
- interfaz de comunicación extensa,
- cumplimiento de 21 CFR parte 11.



Datos técnicos	PM 10.4Y	PM 15.4Y	PM 20.4Y	PM 25.4Y	PM 35.4Y	PM 50.4Y	PM 60.1.4Y	PM 60.05.4Y	PM 60.4Y	PM 120.4Y
Maxima capacidad [Max]	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	35 kg	50 kg	60 kg	60 kg	60 kg	120 kg
Legibilidad [d]	0,01 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g	0,1 g	1 g	0,5 g	0,1 g	0,2 g
Repetibilidad	0,01 g	0,01 g	0,015 g	0,1 g	0,1 g	0,15 g	0,8 g	0,4 g	0,15 g	0,2 g
Dimensión de platillo	200×185 mm	200×185 mm	200×185 mm	350×260 mm	350×260 mm	350×260 mm	500×400 mm	500×400 mm	500×400 mm	500×400 mm
Pantalla	5,7" pantalla táctil	5,7" pantalla táctil	5,7" pantalla táctil	5,7" pantalla táctil	5,7" pantalla táctil	5,7" pantalla táctil	5,7" pantalla táctil	5,7" pantalla táctil	5,7" pantalla táctil	5,7" pantalla táctil
Conectividad	2×RS232 2×USB-A Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 2×USB-A Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 2×USB-A Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 2×USB-A Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 2×USB-A Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 2×USB-A Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 2×USB-A Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 2×USB-A Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 2×USB-A Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 2×USB-A Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

Nuevas balanzas de precisión PM

Balanzas de precisión serie C32.PM

Terminal PUE C32:

- pantalla: 5", gráfica, de colores,
- teclado de membrana,
- grado de protección IP 43,
- botones de función programables libremente,
- batería como fuente de alimentación opcional,
- operación intuitiva.



Datos técnicos	C32.10.PM	C32.15.PM	C32.25.PM	C32.35.PM	C32.60.1.PM	C32.60.05.PM	C32.60.PM	C32.120.PM	
Maxima capacidad [Max]	10 kg	15 kg	25 kg	35 kg	60 kg	60 kg	60 kg	120 kg	
Legibilidad [d]	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g	1 g	0,5 g	0,1 g	0,2 g	
Repetibilidad	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g	0,8 g	0,4 g	0,15 g	0,2 g	
Dimensión de platillo	200×185 mm	200×185 mm	350×260 mm	350×260 mm	500×400 mm	500×400 mm	500×400 mm	500×400 mm	
Pantalla	5" gráfico color	5" gráfico color	5" gráfico color	5" gráfico color	5" gráfico color	5" gráfico color	5" gráfico color	5" gráfico color	
Conectividad	2×RS232 USB-A USB-B Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 USB-A USB-B Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 USB-A USB-B Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 USB-A USB-B Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 USB-A USB-B Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 USB-A USB-B Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 USB-A USB-B Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 USB-A USB-B Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®	2×RS232 USB-A USB-B Ethernet 4×IN/4×OUT Wi-Fi®

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

Nuevas balanzas de precisión PM



radwag.com