


XA5Y ELLIPSIS

微量天平 分析天平



www.radwag.com



5Y ELLIPSIS系列天平提供两种背景色

DWA数字化智能质量监测系统

您的天平是否处于最佳称量状态? DWA数字化智能质量监测系统为您保驾护航











如环境条件、水平状态等, 确保称量准确







检重功能 称量功能

百分比称量

动物称量

统计称量

差值称量

峰值保持



安全登录-4种登录方法 (密码、指纹、面部识别和RFID)











公式称量







密度测定

移液器校准

质量控制

SQC称量



XA 5Y.M

微量天平

- 手动开关门
- 半自动水平调节系统
- 分度值 [d] 1 µg
- 宽敞的称量室: 199 x 157 x 218 mm
- 超大的秤盘: ø 30 mm
- 免工具拆卸防风罩
- 符合21 CFR Part 11 / EU GMP Annex 11
- 外置去离子发生器 (选配)

WL-109-0013	XA 6.5Y.M	6.1 g	1 μg	0.8 μg	ø30 mm
WL-109-1003	XA 6/21.5Y.M	6/21 g	1/2 µg	1.3 μg	ø30 mm
WL-109-0015	XA 21.5Y.M	21 g	1 μg	1.3 μg	ø30 mm
WL-109-1004	XA 21/52.5Y.M	21/52 g	1/5 µg	1.5 µg	ø30 mm
WL-109-0017	XA 52.5Y.M	52 g	5 μg	2.2 μg	ø30 mm
WL-109-0018	XA 53.5Y.M	53 g	1 μg	1.5 µg	ø30 mm

XA.5Y.M.A为自动开关门



XA 5Y

分析天平

- 手动开关门
- 半自动水平调节系统
- 分度值 [d] 0.01 mg
- 最小称量: 10 mg
- 网格秤盘
- ■防风屏蔽环
- 免工具拆卸防风罩
- 符合 21 CFR Part 11 / EU GMP Annex 11
- 外置去离子发生器 (选配)

WL-110-0001	XA 52.5Y	52 g	0,01 mg	0,012 mg	ø90 + ø85 mm
WL-110-0004	XA 82/220.5Y	82/200 g	0.01/0.1 mg	0,012 mg	ø90 + ø85 mm
WL-110-0002	XA 110.5Y	110 g	0.01 mg	0,012 mg	ø90 + ø85 mm
WL-110-1000	XA 120 / 250 g	120/250 g	0.01/0.1 mg	0,005 mg	ø90 + ø85 mm
WL-110-0003	XA 210.5Y	210 g	0.01 mg	0,005 mg	ø90 + ø85 mm
WL-110-0006	XA 220.5Y	220 g	0.1 mg	0,07 mg	ø100 mm
WL-110-0007	XA 310.5Y	310 g	0.1 mg	0,05 mg	ø100 mm
WL-110-0008	XA 520.5Y	520 g	0.1 mg	0,07 mg	ø100 mm
XA.5Y.A为自动开关门					