

# Edytor Kartotek 3Y

Oprogramowanie do obsługi kartotek w wagach laboratoryjnych serii 3Y.



Edytor Kartotek 3Y



Schemat połączenia

## Charakterystyka

### Odczyt i zapis danych

Oprogramowanie Edytor Kartotek 3Y umożliwia odczyt baz danych (kartotek) z wag serii 3Y, a także ich zapis w pamięci programu komputerowego. Program oferuje również możliwość zapisu baz danych z programu do podłączonej wagi.

### Edycja kartotek

Program Edytor Kartotek 3Y oferuje użytkownikowi możliwość edycji kartotek m.in.: dodawanie, usuwanie oraz edycja rekordów baz danych: towary, użytkownicy, klienci, receptury, pipety, serie, opakowania, magazyny, wydruki, zmienne uniwersalne, a także programy suszenia (dla wagosuszarek).

### Współpraca z wagami

Edytor Kartotek 3Y umożliwia połączenie z wagami 3Y za pomocą interfejsów Ethernet oraz RS232. Program współpracuje z oprogramowaniem wag w wersji L.1.2.0. i nowszym. Dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.

## Pasuje do

---

### Wag

- Wagi laboratoryjne serii 3Y

## Wymagania sprzętowe

---

### Komputer klasy PC

- System operacyjny: Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 (oprócz wersji Starter)
- 2-rdzeniowy procesor 2 GHz lub szybszy
- pamięć operacyjna 3 GB lub większa
- minimum 35 GB wolnego miejsca na dysku twardym
- monitor o rozdzielczości co najmniej 1280x1024 pikseli
- napęd DVD
- drukarka pracująca w systemie Microsoft Windows
- domyślny rozmiar czcionki systemowej 96 dpi