

Stelaże do ważenia ładunków pod wagą

Ważenie ładunków o niestandardowym kształcie lub rozmiarze.



Stelaż do wag
PS i AS



Stelaż do wag
XA 4Y



Stelaż do wag PS i AS
z wagą PS-R

Charakterystyka

Przeznaczenie

Stelaż przeznaczony jest do ładunków wymagających ważenia poza pomostem wagowym - niestandardowe kształty, gabaryty, ładunki wytwarzające pole magnetyczne oraz w przypadku wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy.

Dwa warianty wykonania

Stelaż dedykowany jest dla wag posiadających funkcję ważenia podsalkowego. Dwa warianty wykonania zapewniają szerokie możliwości zastosowania dostosowane do potrzeb każdego klienta. Konstrukcja wykonana jest ze stali malowanej proszkowo.

Pasuje do





Wersja dla wag AS i PS

- wag analitycznych AS 3Y, X2, R
- wag precyzyjnych PS 3Y, X2, R; WLC
- wag wielofunkcyjnych WLC

Wersja dla wag XA

- wag analitycznych XA 4Y, XA 4Y.A

Wymiary



Wersja do wag
PS.R, AS.R, PS.3Y i AS.3Y

Wersja do wag
XA.4Y i XA.4Y.A