

SZAFKA 153 PRZECIWPDMUCHOWA



data wyd. 20-04-2018



Szafka 153 może być stosowana do osłonięcia ważonych przedmiotów, szczególnie w warunkach występowania przewiewów w pomieszczeniu.

Zabezpieczenie ważonych ładunków przed podmuchami wpływa na dokładność pomiaru. Eliminuje możliwość drgań przedmiotów ważonych pod wpływem czynników zewnętrznych.

Jest wyposażeniem dodatkowym do wag PS.R2 oraz PS.X2 z szalką 128×128mm. Szafka powinna być zamawiana razem z wagą z uwagi na konieczność montażu w procesie produkcji.

