

# Uchwyty do naczyń laboratoryjnych

Bezpieczne mocowanie naczyń o typowych i nietypowych kształtach.



UL-01  
uniwersalny kształt



UL-02 - dedykowany do próbek szklanych i plastikowych



UL-03 - dedykowany do kolb z dnem kulistym



UL-04 - dedykowany do kolb z dnem płaskim

## Charakterystyka

### Wysoka wydajność pracy

Specjalna budowa uchwytów pozwala na dozowanie ważonej substancji bezpośrednio do naczynia niezależnie od jego kształtu. Stelaże są dedykowane do kolb miarowych z dnem płaskim i okrągłym, próbek szklanych i plastikowych, filtrów, naczynek do miareczkowania. Wykorzystanie uchwytów minimalizuje koszty dzięki ograniczeniu strat próbek podczas przenoszenia.

### Ergonomia ważenia

Uchwyty do naczyń laboratoryjnych RADWAG zapewniają łatwe, szybkie i komfortowe ważenie w pojemnikach o typowych i nietypowych kształtach.

## Pasuje do

### UL-01:

- Wag analitycznych XA 4Y
- Wag analitycznych AS 3Y, X2, R

### UL-02:

- Wag analitycznych XA 4Y
- Wag analitycznych AS 3Y, X2, R

### UL-03:

- Wag analitycznych XA 4Y
- Wag analitycznych AS 3Y, X2, R



### UL-04:

- Wag analitycznych XA 4Y
- Wag analitycznych AS 3Y, X2, R



## Dane techniczne

	UL-01	UL-02	UL-03	UL-04
<b>Wymiary</b>	78 mm × Ø 66 mm	78 mm × Ø 66 mm	82×95×58 mm	93×95×52 mm
<b>Przeznaczenie</b>	Próbówki szklane i plastikowe, filtry, naczynia różne	próbówki szklane i plastikowe Ø 8, Ø 10, Ø 12 mm	kolby miarowe z dnem kulistym 50, 100, 250 ml	kolby miarowe z dnem płaskim 50 i 100 ml
<b>Masa netto/brutto</b>	103 g / 145 g	103 g / 145 g	103 g / 145 g	103 g / 145 g
<b>Wymiary opakowania</b>	110 × 102 × 56 mm	110 × 102 × 56 mm	110 × 102 × 56 mm	110 × 102 × 56 mm



## Wymiary





UL-01



UL-02



UL-03



UL-04