

ESK



Wagi precyzyjne



Dwie twarze terminala 5Y

W zależności od preferencji, na wadze 5Y możesz ustawić motyw jasny lub ciemny.

Digital Weighing Auditor

Chcesz mieć pewność, że Twoja waga jest gotowa do pracy? DWA czuwa nad tym, aby tak było.



Ambient Light

Innowacyjny sposób komunikacji użytkownika z wagą.

Widżety

Zawsze pod ręką, przygotowane tak, aby wyświetlić to, czego w danej chwili najbardziej potrzebujesz.



Ważenie



Doważanie



Odchyłki
procentowe



Ważenie
zwierząt



Statystyki



Ważenie
różnicowe



Zatrzaśki
wskazania

Hotspot

Brak miejsca
w dygestoriach lub dostępu
do terminala wagowego?
A może chcesz obsługiwać
wagę zdalnie?



Mod pracy	Ważenie
Data	21.01.2025
Czas	14:11:28
Model wagi	PS 210.5Y
ID wagi	2035
Produkt	Tabletki 01

Użytkownik	Operator 1
Netto	176.034 g
Tara	25.230 g
Brutto	201.334 g

Adiustacja	Wewnętrzna
------------	------------

Podpis



Bezpieczeństwo przede wszystkim

Sprawdzone metody logowania: hasło, odcisk palca,
skanowanie twarzy, tag RFID.



Liczenie
sztuk



Dozowanie



Wyznaczanie
gęstości



Receptury



Kalibracja
pipet



Kontrola
masy




Statystyczna
kontrola jakości

Graficzne przedstawianie wyników

Wykresy serii pomiarów, warunków środowiskowych, SQC wraz z progami i rozkład Gaussa.

Wartości ostatnich pomiarów

Podręczna historia ostatnich dwudziestu pomiarów na ekranie głównym w bocznym panelu.



Niezbędna dokumentacja

Wraz z PS 5Y możesz uzyskać deklarację zgodności, certyfikat kalibracji, dokumenty kwalifikacyjne IQ, OQ i PQ, kwalifikacje 21 CFR Part 11, kwalifikacje zgodności z USP oraz zgodność z najnowszą wersją Farmakopei.

21 CFR Part 11

Pracujesz w branży farmaceutycznej? Wymagasz cyfrowego podpisu? Oferujemy wagę laboratoryjną, która jako samodzielne urządzenie spełnia wymagania 21 CFR Part 11/ EU GMP Annex 11.



Parametry metrologiczne	Obciążenie maksymalne[Max] Dokładność odczytu[d] Powtarzalność standardowa[5% Max] Powtarzalność standardowa[Max] Minimalna naważka standardowa USP Minimalna naważka standardowa(U=1%, k=2) Liniowość Czas stabilizacji Adiustacja	200 – 10100 g 1 – 10 mg 0,5 – 5 mg 1 – 12 mg 1 – 10 g 0,1 – 1 g ±2 – ±20 mg 1,5 – 2 s Wewnętrzna(automatyczna)
Parametry fizyczne	System poziomowania Wyświetlacz Drzwi komory ważenia Wymiary szalki	półautomatyczny - LevelSENSING 10" dotykowy manualne 128×128 mm, 195×195 mm
Konstrukcja	Stopień ochrony	IP 43
Cechy użytkowe	Bazy danych Obsługa bezdotykowa	7 2 czujniki podczerwieni
Komunikacja	Interfejsy komunikacyjne	USB-A ×2, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi®, Hotspot
Warunki środowiskowe	Monitoring warunków środowiskowych Wilgotność względna powietrza	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S 40% – 80%