



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,01Z

Prüfgewichte der E1 Klasse - Knopfgewichte, Satz (1 mg - 10 kg), Kunststoff-Etui

OK-502-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	E1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	21 111,11 g
Nominalwert	1 mg – 10 kg
Anzahl	29 St.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Pinzetten

Pinzel