



Wzorce masy klasy E1, cylindryczne, zestaw (1 mg - 5 g), opakowanie drewniane

OK-501-0036



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E1

Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Masa 6,11 g

Wartość nominalna 1 mg – 5 g

Ilość 16 szt

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pincety

Pędzle