



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,07X

Módulo de comunicação IM02.1 (MediaBox)

WX-016-0303



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Parâmetros físicos	
Dimensões cilíndrico dispositivo L x P x A	100×100×30,5 mm




Compatível com (Additional Fee)

Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
Microbalança para filtros MYA 5Y.F
Microbalança XA 5Y.M.A
Balança analítica XA 5Y.A
Ultra-Microbalança UYA 5Y
Balança analítica para filtros XA 5Y.F

Microbalança MYA 5Y
Balança analítica XA 5Y
Analisador de umidade PMV 5Y
Microbalança XA 5Y.M
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S

Dimensões do dispositivo L x P x A



100×100×30,5 mm