



More information on the website  
radwag.com/de/info,w1,07X

# Kommunikationsmodul IM02.1 (MediaBox)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts	100×100×30,5 mm




## Kompatibel mit

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
 Präzisionswaage 5Y.PM  
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
 Mikrowaage XA 5Y.M.A  
 Waagen CY10 für FPVO  
 Wägeterminal PUE CY10  
 Multifunktionswaage CY10  
 Analysenwaage XA 5Y.A  
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Präzisionswaage CY10  
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
 Mikrowaage MYA 5Y  
 Analysenwaage XA 5Y  
 Feuchtebestimmer PMV 5Y  
 Mikrowaage XA 5Y.M  
 Kabel RS 232, RS 485  
 Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
 Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S

# Abmessungen des Geräts



100×100×30,5 mm