



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,07X

Kommunikationsmodul IM02.1 (MediaBox)

WX-016-0303



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts	100×100×30,5 mm




Kompatibel mit (Additional Fee)

Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
 Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
 Präzisionswaage 5Y.PM
 Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
 Mikrowaage XA 5Y.M.A
 Waagen CY10 für FPVO
 Wägeterminal PUE CY10
 Multifunktionswaage CY10
 Analysenwaage XA 5Y.A
 Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Präzisionswaage CY10
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
 Mikrowaage MYA 5Y
 Analysenwaage XA 5Y
 Feuchtebestimmer PMV 5Y
 Mikrowaage XA 5Y.M
 Kabel RS 232, RS 485
 Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
 Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S

Abmessungen des Geräts



100×100×30,5 mm