



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,07X

Módulo de comunicación IM02.1 (MediaBox)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Parámetros físicos	
Dimensiones de aparato	100×100×30,5 mm




Trabaja con

Microbalanza XA 5Y.M.A.P
 Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P
 Balanza de precisión 5Y.PM
 Microbalanza para filtros MYA 5Y.F
 Microbalanza XA 5Y.M.A
 Terminal de pesaje PUE CY10
 Báscula multifuncional CY10
 Balanza analítica XA 5Y.A
 Ultra-Microbalanza UYA 5Y

Balanza de precisión CY10
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F
 Microbalanza MYA 5Y
 Balanza analítica XA 5Y
 Analizador de Humedad
 PMV 5Y
 Microbalanza XA 5Y.M
 Cables RS 232, RS 485
 Ultra-microbalanza para filtros UYA 5Y.F
 Microbalanza XA 5Y.M.A.S

Dimensiones de aparato



100×100×30,5 mm