



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,07X

Module de communication IM02.1 (MediaBox)

WX-016-0303



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Interface de Communication

Interface de Communication RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com

Paramètres physiques

Dimensions d'appareil 100×100×30,5 mm




Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
Balance de précision 5Y.PM
Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
Microbalance XA 5Y.M.A
Balances CY10 pour CPP
Terminal de pesage PUE CY10
Balance multifonctionnelle CY10
Balance analytique XA 5Y.A

Balance de précision CY10
Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
Microbalance MYA 5Y
Balance analytique XA 5Y
Dessiccateur PMV 5Y
Microbalance XA 5Y.M
Câbles RS 232, RS 485
Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F
Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S

Dimensions d'appareil



100×100×30,5 mm