



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,07X

Module de communication IM02.1 (MediaBox)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Paramètres physiques	
Dimensions d'appareil	100×100×30,5 mm




Compatible avec

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P
 Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
 Balance de précision 5Y.PM
 Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
 Microbalance XA 5Y.M.A
 Balances CY10 pour CPP
 Terminal de pesage PUE CY10
 Balance multifonctionnelle CY10
 Balance analytique XA 5Y.A
 Ultra-Microbalance UYA 5Y

Balance de précision CY10
 Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
 Microbalance MYA 5Y
 Balance analytique XA 5Y
 Dessiccateur PMV 5Y
 Microbalance XA 5Y.M
 Câbles RS 232, RS 485
 Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F
 Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S

Dimensions d'appareil



100×100×30,5 mm