



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,07X

Module de communication IM02.1 (MediaBox)

WX-016-0303



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Construction	
Degré de protection	IP 43
Interface de Communication	
Interface de Communication	3xRS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Conditions environnementales	
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation
Paramètres physiques	
Dimensions d'appareil L x P x H	100×100×37 mm



Compatible avec (Additional Fee)

Microbalance pour étalonnage des pipettes XA 5Y.M.A.P

Balance de précision CY10

Microbalance pour étalonnage des pipettes MYA 5Y.P
 Balance de précision 5Y.PM
 Microbalance pour filtres MYA 5Y.F
 Microbalance XA 5Y.M.A
 Balances CY10 pour CPP
 Terminal de pesage PUE CY10
 Balance multifonctionnelle CY10
 Balance analytique XA 5Y.A
 Ultra-Microbalance UYA 5Y

Balance analytique pour filtres XA 5Y.F
 Microbalance MYA 5Y
 Balance analytique XA 5Y
 Dessiccateur PMV 5Y
 Microbalance XA 5Y.M
 Câbles RS 232, RS 485
 Ultra-microbalance pour filtres UYA 5Y.F
 Modules complémentaires
 Microbalance pour stents XA 5Y.M.A.S

Dimensions d'appareil L x P x H

