



More information on the website  
radwag.com/pl/info,w1,07X

## Moduł komunikacyjny IM02.1 (MediaBox)



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	100×100×30,5 mm




### Pasuje do

Mikrowaga XA 5Y.M.A.P do kalibracji pipet  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Waga precyzyjna 5Y.PM  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Mikrowaga XA 5Y.M.A  
Terminal wagowy PUE CY10  
Waga wielofunkcyjna CY10  
Waga analityczna XA 5Y.A  
Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Waga precyzyjna CY10  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Mikrowaga MYA 5Y  
Waga analityczna XA 5Y  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Mikrowaga XA 5Y.M  
Przewody RS 232, RS 485  
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F  
Mikrowaga XA 5Y.M.A.S do ważenia stentów

## Wymiary urządzenia



100×100×30,5 mm