



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,07X

Moduł komunikacyjny IM02.1 (MediaBox)

WX-016-0303



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232, 4IN/4OUT, Virtual Com
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	100×100×30,5 mm




Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga precyzyjna 5Y.PM
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Wagi CY10 do KTP
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Waga analityczna XA 5Y.A
Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Waga precyzyjna CY10
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Mikrowaga MYA 5Y
Waga analityczna XA 5Y
Wagosuszarka PMV 5Y
Mikrowaga XA 5Y.M
Przewody RS 232, RS 485
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S

Wymiary urządzenia



100×100×30,5 mm