



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,080](http://radwag.com/es/info,w1,080)

# Balanza automática para stents AK-5/100 STENT

WL-506-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

|   |         |
|---|---------|
| Maxima capacidad [Max]                  | 5,1 g   |
| Legibilidad [d]                         | 0,1 µg  |
| Rango de tara                           | -5,1 g  |
| Repetibilidad estándar [5% Máx.]        | 0,8 µg  |
| Repetibilidad estándar [Máx.]           | 1 µg    |
| Porción mínima estándar (USP)           | 0,8 mg  |
| Porción mínima estándar (U = 1%, k = 2) | 0,08 mg |
| Repetibilidad permitida [5% Máx.]       | 1,5 µg  |
| Repetibilidad permitida [Máx.]          | 2 µg    |
| Linealidad                              | ±5 µg   |
| Calibración                             | externa |

### Parámetros físicos

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Pantalla               | 10" gráfico color pantalla táctil |
| Dimensiones de aparato | 395×195×420 mm                    |

### Parámetros físicos

Dimensiones de embalaje 860×800×550 mm

Masa neta 20 kg

Masa bruta 30 kg

### Interface de comunicación

Conectividad 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

### Parámetros eléctricos

Alimentación 100 – 240 V AC 50/60 Hz

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accesorios (Additional Fee)

Impresoras de recibos  
Lector de huellas dactilares

Módulos adicionales