



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,080

Balanza automática para stents AK-5/100 **STENT**

WL-506-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	5,1 g
Legibilidad [d]	0,1 µg
Rango de tara	-5,1 g
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	0,8 µg
Repetibilidad estándar [Máx.]	1 µg
Porción mínima estándar (USP)	0,8 mg
Porción mínima estándar (U = 1%, k = 2)	0,08 mg
Repetibilidad permitida [5% Máx.]	1,5 µg
Repetibilidad permitida [Máx.]	2 µg
Linealidad	±5 µg
Calibración	externa

Parámetros físicos

Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensiones de aparato	395×195×420 mm

Parámetros físicos

Dimensiones de embalaje 860×800×550 mm

Masa neta 20 kg

Masa bruta 30 kg

Interface de comunicación

Conectividad 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Parámetros eléctricos

Alimentación 100 – 240 V AC 50/60 Hz

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares

Módulos adicionales