



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,080](http://radwag.com/pl/info,w1,080)

# Automatyczna waga do stentów AK-5/100 STENT



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	5,1 g
Dokładność odczytu [d]	0,1 µg
Zakres tary	-5,1 g
Powtarzalność standardowa [5% Max]	0,8 µg
Powtarzalność standardowa [Max]	1 µg
Minimalna naważka standardowa USP	0,8 mg
Minimalna naważka standardowa (U=1%, k=2)	0,08 mg
Powtarzalność dopuszczalna [5% Max]	1,5 µg
Powtarzalność dopuszczalna [Max]	2 µg
Liniowość	±5 µg
Adiustacja	zewnętrzna
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiary urządzenia	395×195×420 mm
Wymiary opakowania	860×800×550 mm

Parametry fizyczne	
Masa netto	20 kg
Masa brutto	30 kg
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



## Akcesoria

Drukarki paragonowe  
Czytnik linii papilarnych

Moduły dodatkowe