



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,080

# AK-5/100.STENT Automatic Balance for Stents



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	5,1 g
Okuma up doğruluğu [d]	0,1 µg
Dara aralığı	-5,1 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,8 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	1 µg
Minimum standart ağırlığı (USP)	0,8 mg
Minimum standart ağırlığı (U=1%, k=2)	0,08 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	1,5 µg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	2 µg
Doğrusallık	±5 µg
Ayarlama	external
Fiziksel parametreler	
Display	10" graphic colour touchscreen
Cihaz boyutları	395×195×420 mm
Ambalaj boyutları	860×800×550 mm

### Fiziksel parametreler

Net ağırlık 20 kg

Brüt ağırlık 30 kg

### Haberleşme arayüzler

Haberleşme arayüzü 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

### Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar

Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu

Ek modüller