



More information on the website
radwag.com/es/info,w1,0AD

Cilíndrico con cámara de ajuste, juego (1 g - 10 kg), caja de madera

OK-201-0050



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	F1
Construcción	
Material	Acero inoxidable
Masa	21 110 g
Valor nominal	1 g – 10 kg
Número	17 pieza

Trabaja con (Additional Fee)

Pinzas

Cepillos