



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,0BU

Wzorzec masy klasy F2 - cylindryczny z oczkiem 1000 kg - opakowanie drewniane

OP-301-0035



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Klasa dokładności OIML	F2
Konstrukcja	
Materiał	Stal nierdzewna
Wartość nominalna	1000 kg

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle