



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,0F6

Valigia di trasporto per bilance PS-WLC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	530×320×150 mm



Compatibile con

Bilance di precisione PS X2
 Bilance di precisione PS R2
 Bilance di precisione WLC X7
 Bilance per controllo prodotti preconfezionati PS X2
 Bilance di precisione WLC

Bilance di precisione PS X7
 Bilance di precisione WLC C/2
 Bilance di precisione PS R1
 Bilance di precisione PS 5Y