



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,0YZ](https://radwag.com/es/info,w1,0YZ)

## Puntas BT 10 µl - 1000 piezas



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Descripción

Las puntas para pipetas OMNITIP™ BT de 10 µl son accesorios de laboratorio de alta calidad diseñados para un pipeteado de precisión. Diseñadas pensando en la eficiencia y la comodidad, son una herramienta indispensable para el trabajo diario en el laboratorio.

**Capacidad: 10 µl Color: incoloro El set incluye 1000 puntas en una bolsa de plástico con cierre de cremallera**

Aplicación: - dispensación precisa de muestras biológicas, - pipeteo preciso de medicamentos y soluciones médicas, - preparación y transferencia de soluciones químicas, - una herramienta indispensable en experimentos que requieren una dosificación precisa.

### Trabaja con

