

## Puntas BT 10 µl - 1000 piezas

PT-110-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

Las puntas para pipetas OMNITIP™ BT de 10 µl son accesorios de laboratorio de alta calidad diseñados para un pipeteado de precisión. Diseñadas pensando en la eficiencia y la comodidad, son una herramienta indispensable para el trabajo diario en el laboratorio.

Capacidad: 10 µl Color: incoloro El set incluye1000 puntas en una bolsa de plástico con cierre de cremallera

Aplicación: - dispensación precisa de muestras biológicas, - pipeteo preciso de medicamentos y soluciones médicas, - preparación y transferencia de soluciones químicas, - una herramienta indispensable en experimentos que requieren una dosificación precisa.

## Trabaja con (Additional Fee)

Pipetas de volumen variable automáticas