



radwag.com



More information on the website  
[radwag.com/ja/info,w1,0YZ](http://radwag.com/ja/info,w1,0YZ)

## BT 10 $\mu$ l チップ - 1000個パック

PT-110-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

OMNITIP™ BT 10  $\mu$ lチップは、精密なピペッティングのために設計された高品質な実験用アクセサリーです。効率性と利便性を追求し、日常のラボ作業に欠かせないツールとなっています。

容量: 10  $\mu$ l カラー: 透明 セット内容は、チップ 1000本 (ジッパー付きプラスチック袋入り)

用途: - 生体試料の精密な分注,- 医薬品および医療用溶液の正確なピペッティング,- 化学溶液の調製および移送,- 精密な投与が求められる実験に不可欠なツール

**互換性あり (Additional Fee)**

