



More information on the website  
[radwag.com/tr/info,w1,0YZ](http://radwag.com/tr/info,w1,0YZ)

## Uçları BT 10 µl - 1000 adet



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Genel Açıklama

OMNITIP™ BT 10 µl pipet uçları, hassas pipetleme için tasarlanmış yüksek kaliteli laboratuvar aksesuarlarıdır. Verimlilik ve kolaylık göz önünde bulundurularak tasarlanan bu uçlar, günlük laboratuvar çalışmaları için vazgeçilmez bir araçtır.

**Kapasite: 10 µl Renk: şeffaf Set içeriği: plastik bir torba içinde 1000 uç içerir**

Uygulama - biyolojik numunelerin hassas dağıtımı, - ilaçların ve tıbbi çözeltilerin doğru pipetlenmesi, - kimyasal çözeltilerin hazırlanması ve aktarılması, - Hassas dozajlama gerektiren deneylerde vazgeçilmez bir araçtır.

### İle uyumlu

