



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,12Q

Hängende selbstzentrierende Waagschale für manuellen Massenkomparator WAY 500.5Y.KO, WAY 1.5Y.KO, WAY 2.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Die hängende selbstzentrierende Waagschale ist speziell für die manuellen Komparatoren WAY 5Y.KO konzipiert.

Installation Sie wird während der Produktionsphase des Geräts anstelle der Standard-Waagschale installiert und muss daher bei der Bestellung eines Massekomparators mitbestellt werden (sie wird nicht als separates Produkt verkauft). Die Waagschale hat die folgenden Funktionen: außermittige Positionierung mehrerer Gewichte, die das resultierende Komparatornormal bilden, Positionierung des Schwerpunkts des Prüfnormals und des Referenznormals immer an der gleichen Stelle.



Kompatibel mit

Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO