



RFID-Tag



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

RFID ist ein Proximity-Tag (kontaktlos) mit einem Mikroprozessor (Chip) und einer Antenne. Es sendet selbst kein Signal aus, die Identifizierung erfolgt über Radiowellen mit einer bestimmten Frequenz (passiver Tag).

Adwendung Der RFID*-Tag ermöglicht den Zugang zu bestimmten Funktionen durch die Radiofrequenz-Identifikation: • Eine bestimmte Person - Bringen Sie den RFID-Tag einfach in die Nähe des Waagenterminals, um die Daten abzurufen. So müssen Sie nicht jedes Mal einen Namen und ein Passwort eingeben, wenn Sie sich anmelden wollen. Das bedeutet Datensicherheit und Zeitersparnis; • Spezifischer Zugangscode - Mit dem RFID-Tag können Sie bestimmte Waren oder Rezeptzutaten in der Datenbank markieren. Diese Lösung garantiert eine fehlerfreie Rezeptur und verkürzt die Verfahrensdauer. *RFID ISO/IEC 14443 Type A, 13,56 MHz

Wie verwendet man RFID-Tags mit ELLIPSIS-Waagen?

1. Klicken Sie auf das Feld "Parameter" und dann auf das Feld "Benutzer".
2. Fügen Sie einen Benutzer hinzu und geben Sie Ihre Daten ein.

3. Klicken Sie auf das Feld "Kartennummer" und bringen Sie den Tag in die Nähe des Terminals.

4. Klicken Sie auf , um die Einstellungen zu bestätigen.

Vorteile Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die RFID-Technologie die Datensicherheit durch eine 100%ige Benutzeridentifikation gewährleistet und Fehler aufgrund des "menschlichen Faktors" ausschließt. Darüber hinaus optimiert sie die Arbeitszeit, verbessert die Effizienz und bietet vor allem endlose Möglichkeiten.

Kompatibel mit

Mikrowaage XA 5Y.M.A.P
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem
Präzisionswaage 5Y.PM
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Wägeterminal PUE CY10
Multifunktionswaage CY10
Suszeptometer
Analysenwaage XA 5Y.A
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y
Automatische Massekomparator AK-4
Automatische Massekomparator AKM-2
Präzisionswaage CY10
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Automatische Massekomparator UMA
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO

Roboter- Massekomparatoren
Dichtebestimmung
Mikrowaage MYA 5Y
Analysenwaage XA 5Y
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO
Vakuum-Massekomparator
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB
Mikrowaage XA 5Y.M
RMC F Roboterwaagesystem
RB F Roboterwaagesystem
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
Mikrowaage XA 5Y.M.A.S
AK-6 5Y.F Automatisches Waagensystem