



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,1EM

SAL/STONE/H Mesa antivibração em aço inoxidável

WX-001-0079



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Construção	
Construção	aço inoxidável AISI304
Capacidade de carga	150 kg
Parâmetros físicos	
Dimensões da embalagem L x P x A	1200×800×970 mm
Peso líquido	215 kg
Peso bruto	255 kg
Comprimento	1000 mm
Largura	650 mm
Altura	815 mm




Compatível com (Additional Fee)

Analizador de umidade MA X7.IC.A
Microbalança para calibração de micropipetas XA 5Y.M.A.P
Microbalança para calibração de micropipetas MYA 5Y.P
Analizador de umidade MA 5Y
Microbalança para filtros MYA 5Y.F
Microbalança XA 5Y.M.A
Balança de precisão PS R2
Analizador de umidade MA X7.A
Balança analítica XA 5Y.A
Comparador de massa manual WAY 5Y.KO
Ultra-Microbalança UYA 5Y
Analizador de umidade MA 5Y.IC
Analizador de umidade MA R
Comparador de massa automático AK-4
Balança analítica para filtros XA 5Y.F
Comparadores de massa automáticos UMA
Medição de densidade

Microbalança MYA 5Y
Balança de precisão PS R1
Balança analítica XA 5Y
Susceptômetros manuais - Magnetização
Balança analítica AS R2 PLUS
Balança de precisão PS 5Y
Analizador de umidade PMV 5Y
Susceptômetros automáticos - Magnetização
Comparador de massa manual XA 5Y.KO
Microbalança XA 5Y.M
Módulos MAS
Comparador de massa manual UYA 5Y.KO
Ultra-Microbalança para filtros UYA 5Y. F
Comparador de massa manual APP 5Y.KO
Nano-Comparador NANO.AK-4.500.5Y
Microbalança para pesagem de stents XA 5Y.M.A.S

Dimensões do dispositivo L x P x A



SAL/STONE