




RAD Key

WX-010-0005

More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,1KQ



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Podzespoły i oprogramowanie

System operacyjny

Windows 7, 8, 10

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR

Wagosuszarka MA X7.IC.A

Moduły MUYA

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H

Moduły MAS1

Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H

Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C

Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR

Mikrowaga do kalibracji pipet XA 5Y.M.A.P

Waga wielofunkcyjna WPY

Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P

Waga wielofunkcyjna C32

Platformy nierdzewne HRP EX.H

Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H

Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H

Wagosuszarka MA 5Y

Waga platformowa C315

Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F

Waga osobowa C315.O

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD

Waga precyzyjna PS X7

Wagi WPY do KTP

Waga analityczna XA 5Y.A

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Wagi paletowe C315.4P

Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2

Manualny komparator masy WAY 5Y.KO

Ultra-mikrowaga UYA 5Y

Wagosuszarka MA 5Y.IC

Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C

Wagosuszarka MA R

Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H

Waga analityczna AS 5Y

Automatyczny komparator masy AK-4

Wagi PS 5Y do KTP

Automatyczny komparator masy AKM-2

Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Wagi WLY do KTP
Wagosuszarka MA X2.IC.A
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Platformy malowane proszkowo HRP
Waga analityczna AS X2 PLUS
Wagi PS X7 do KTP
Waga wielofunkcyjna TMX
Waga niemowlęca C315.D
Moduły MWMH
Mikrowaga XA 5Y.M.A
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Wagi płozowe C315.4P2
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Waga precyzyjna WLC X7
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wagi płozowe
HX5.EX-1.4P2 C
Wagi CY10 do KTP
Wagi PS X2 do KTP
Platformy nierdzewne HRP.H
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Terminal wagowy PUE CY10
Waga wielofunkcyjna CY10
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Wagosuszarka MA X2.A
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N
Waga wielofunkcyjna HY10
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C
Moduły MAS
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z
Moduły MPS
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Platformy HRP EX
Waga platformowa C315.4
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga precyzyjna C32.PM
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Wagi automatyczne do kalibracji pipet
Waga wielofunkcyjna HX7
Moduły MWLH
Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z
Wagosuszarka MA X7.A
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z

Waga precyzyjna PS R2.H
Terminal wagowy PUE HX5.EX
Wagi HY10.H do KTP
Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H
Waga precyzyjna WTC
Waga precyzyjna CY10
Waga platformowa H315 4C
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Automatyczny komparator masy UMA
Wagi kolejkowe H315 2K
Manualny komparator masy APP 5Y.KO
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Robotyczne komparatory masy
Przetworniki masy MW-01
Waga precyzyjna WLC C/2
Mikrowaga MYA 5Y
Wagi inwentarzowe H315 4I.S
Waga precyzyjna PS R1
Waga analityczna XA 5Y
Wagosuszarki MA X2.A
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE C32
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE HX7
Terminal wagowy PUE 5
Manualny komparator masy HRP 5Y.KO
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagi pocztowe do paczek
Wagosuszarka PMV 5Y
Wagi paletowe
HX5.EX-1.4P C
Manualny komparator masy XA 5Y.KO
Manualny komparator masy HRP 5Y.KB
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H
Mikrowaga XA 5Y.M
Terminal wagowy PUE C315
Terminal wagowy PUE HY10
Przetworniki masy MW-04
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO
Ultra-mikrowaga do filtrów UYA 5Y.F
Waga łózkowa C315.4B
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Moduły MWSH
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y
Mikrowaga do ważenia stentów XA 5Y.M.A.S
Wagi kolejkowe nierdzewne H315
Waga łózkowa najazdowa C315.8B