



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,27L](https://radwag.com/de/info,w1,27L)

# Prüfgewichte der F1 Klasse - Knopfgewichte, Set (1 kg - 5 kg), Kunststoff-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
OIML-Klasse	F1
Konstruktion	
Material	Edelstahl
Gewicht	10 000 g
Nominalwert	1 – 5 kg
Anzahl	4 St.

## Kompatibel mit

Pinsel