



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,2FV

## Silindirik ağırlık seti (1 g - 50 g), tahta kutuda



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
OIML sınıfı	E1
Konstrüksiyon	
Malzeme	Paslanmaz çelik
Ağırlık	110 g
Nominal değer	1 – 50 g
Quantity	8 adet

### İle uyumlu

Cımbız

Fırçalar