



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,2HJ](http://radwag.com/pl/info,w1,2HJ)

# Wzorzec masy klasy E2 - cylindryczny 20 kg

OP-103-0046



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Dane techniczne

### Parametry metrologiczne

Klasa dokładności OIML E2

### Konstrukcja

Materiał Stal nierdzewna

Wartość nominalna 20 kg

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Pędzle