



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,2IY](https://radwag.com/de/info,w1,2IY)

# Prüfgewicht der F1 Klasse - Knopfgewichte mit Justierkammer, Satz (1 g - 200 g), Holz-Etui



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter |             |
|--------------------------|-------------|
| OIML-Klasse              | F1          |
| Konstruktion             |             |
| Material                 | Edelstahl   |
| Gewicht                  | 610 g       |
| Nominalwert              | 1 g - 200 g |
| Anzahl                   | 11 St.      |

## Kompatibel mit

Pinzetten

Pinzel