



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,2IY

Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 200 g), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Classe de précision OIML	F1
Construction	
Matière	Acier inoxydable
Masse	610 g
Valeur nominale	1 g - 200 g
Nombre	11 pièces

Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux