



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,2IY](https://radwag.com/fr/info,w1,2IY)

## Cylindrique à bouton avec cavité d'ajustage, ensemble (1 g - 200 g), boîte en bois



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Paramètres Techniques

#### Paramètres métrologiques

Classe de précision OIML F1

#### Construction

Matière Acier inoxydable

Masse 610 g

Valeur nominale 1 – 200 g

Nombre 11 pièces

### Compatible avec

Pince à épiler

Pinceaux